

La mission de **CONTINENT GLOBE** est de concevoir et de distribuer des produits de réadaptation avec le souci d'offrir la meilleure qualité possible et ce pour être une vraie solution dans le but d'améliorer la qualité de vie des personnes à mobilité réduite. Pour atteindre ce but, nous travaillons en partenariat avec les thérapeutes, les utilisateurs ainsi que les spécialistes d'équipements médicaux pour ainsi relever ensemble les défis quotidiens de la vie des personnes en perte d'autonomie. Nous offrons un service et une qualité impeccables, tout en étant à l'écoute des besoins réels de la clientèle.

# ITEM	DESCRIPTION	HAUTEUR	GRANDEUR DE L'UTILISATEUR:	POIDS	CODE UN.
BÉQUILLES CANADIENNES - POIGNÉES ERGONOMIQUES Capacité 300 lbs.					
7001A	Béquille canadienne ADULTE	27" - 36"	5' 2" à 5' 11" approx.	4.5 lbs.	paire(s)
7001A+	Béquille canadienne ADULTE+	30" - 39"	5' 5" à 6' 2" approx.	4.5 lbs.	paire(s)
7001J	Béquilles avant -bras JUNIOR	24" - 33"	4' 11" à 5' 8" approx.	4 lbs.	paire(s)

BÉQUILLES CANADIENNES - POIGNÉES STANDARDS Capacité 300 lbs.					
7002A	Béquille Can. ADULTE	28" - 37"	5' 3" à 6' approx.	4 lbs.	paire(s)
7002A+	Béquille Can. ADULTE+	32" - 41"	5' 7" à 6' 4" approx.	4 lbs.	paire(s)
7002J	Béquille Can. JUNIOR	19" - 28"	4' 6" à 5' 3" approx.	3 lbs.	paire(s)

BÉQUILLES MONOPIÈCE EURO - AVANT-BRAS NON-AJUSTABLE Capacité 300 lbs.					
6001JA	Béquilles avant-bras JUNIOR-ADULTE	26" - 35"	5' 1" à 5' 10" approx.	4 lbs.	paire(s)
6001P	Béquilles avant-bras PETITE	19" - 28"	4' 6" à 5' 3" approx.	3 lbs.	unité(s)

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE BÉQUILLES					
6001	Embout pout béquille avant-bras monopiece				paire(s)
7000	Embout diamètre 7/8" - Béquilles canadiennes				paire(s)
7001C	Ens. Support Avant-Bras - Béquilles Canadiennes				unité(s)

CANNES SIMPLES Capacité 250 lbs.					
4070A	Canne en aluminium ADULTE	30"- 39"	5' 5" à 6' 2" approx.	0.75 lbs.	unité(s)
4070J	Canne en aluminun JUNIOR	27"- 36"	5' 2" à 5' 11" approx.	0.75 lbs.	unité(s)

CANNES QUADRIPODE Capacité 250 lbs.					
5610E	Quadripode base ÉTROITE 8" x 6"	29" - 38"	5' 4" à 6' 1" approx.	2 lbs.	unité(s)
5610L	Quadripode base LARGE 8" x 12"	29" - 38"	5' 4" à 6' 1" approx.	2 lbs.	unité(s)

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE CANNES					
2000	Embout de caoutchouc diamètre 1/2", quad. base étroite				unité(s)
2001	Embout de caoutchouc diamètre 5/8", quad. base large				unité(s)
2002	Embout pour canne en aluminunium 3/4"				unité(s)
12008	Poignée de caoutchouc				paire(s)