



MARCHETTES ET ACCESSOIRES FICHE TECHNIQUE

La mission de **CONTINENT GLOBE** est de concevoir et de distribuer des produits de réadaptation avec le souci d'offrir la meilleure qualité possible et ce pour être une vraie solution dans le but d'améliorer la qualité de vie des personnes à mobilité réduite. Pour atteindre ce but, nous travaillons en partenariat avec les thérapeutes, les utilisateurs ainsi que les spécialistes d'équipements médicaux pour ainsi relever ensemble les défis quotidiens de la vie des personnes en perte d'autonomie. Nous offrons un service et une qualité impeccables, tout en étant à l'écoute des besoins réels de la clientèle.

# ITEM	DESCRIPTION	HAUTEUR	GRANDEUR DE L'UTILISATEUR:	POIDS	CODE UN.
MARCHETTES PLIANTES AVEC ROUES Capacité 330 lbs.					
4081AW5	Marchette ADULTE avec roues	33" - 37"	5' 8" à 6' 0" approx.	6 lbs.	unité(s)
4082A+W5	Marchette ADULTE+ avec roues	35" - 41"	5' 10" à 6' 4" approx.	6.5 lbs.	unité(s)
4081JW5	Marchette JUNIOR avec roues	29" - 33"	5' 4" à 5' 8" approx.	6 lbs.	unité(s)
4081PW5	Marchette PETITE JUNIOR avec roues	26" - 30"	5' 1" à 5' 5" approx.	6 lbs.	unité(s)

MARCHETTES PLIANTES SANS ROUES Capacité 330 lbs.					
4081A	Marchette ADULTE sans roues	33" - 37"	5' 8" à 6' 0" approx.	5.5 lbs.	unité(s)
4082A+	Marchette ADULTE+ sans roues	35" - 41"	5' 10" à 6' 4" approx.	5.5 lbs.	unité(s)
4081J	Marchette JUNIOR sans roues	29" - 33"	5' 4" à 5' 8" approx.	5.5 lbs.	unité(s)
4081P	Marchette PETITE JUNIOR sans roues	25" - 29"	5' 0" à 5' 4" approx.	5 lbs.	unité(s)

MARCHETTES PLIANTES BARIATRIQUES Capacité 400 lbs.					
4082AOW5	Marchette BARRIATRIQUE ADULTE	33" - 37"	5' 4" à 5' 8" approx.	12 lbs.	unité(s)
4082JOW5	Marchette BARRIATRIQUE JUNIOR	29" - 33"	5' 7" à 5' 11" approx.	11.5 lbs.	unité(s)

MARCHETTE HYBRIDE BARIATRIQUES Capacité 600 lbs.					
4081OW8	Marchette Renforcée	31" - 37"	5' 6" à 6' approx.	26 lbs.	unité(s)

MARCHETTES PLIANTES HEMI Capacité 330 lbs.					
4060A	Marchette hémiplegique ADULTE	32" - 36"	5' 7" à 5' 11" approx.	3 lbs.	unité(s)
4060J	Marchette hémiplegique JUNIOR	29" - 33"	5' 4" à 5' 8" approx.	3 lbs.	unité(s)

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE MARCHETTES					
3000	Cabaret pour marchette			1.75 lbs.	unité(s)
8000	Goutières pour marchette			3 lbs.	unité(s)
12008	Poignée de caoutchouc				paire(s)
12009	Poignée ergonomique				paire(s)
409A	Roue 5" avec extension - ADULTE				paire(s)
409J	Roue 5" avec extension- JUNIOR ET PETITE JUNIOR				paire(s)
410A	Tube extension avec embout - ADULTE				paire(s)
410A+	Tube extension avec embout - ADULTE+				paire(s)
410J	Tube extension avec embout - JUNIOR ET PETITE JUNIOR				paire(s)
412	SKIS assemblés sur embouts 1"				paire(s)
413	SKIS assemblés sur embouts 1 1/8"				paire(s)
417A	Roue 5" pivotantes 360 deg. - ADULTE				paire(s)
417J	Roue 5" pivotantes 360 degré - JUNIOR				paire(s)
2003	Embout de caoutchouc diamètre 1"				unité(s)
2004	Embout de caoutchouc diamètre 1 1/8 "				unité(s)

CONTINENT-GLOBE CORP., 1439, rue Bégin, St-Laurent, Qc H4R 1V8

Tél. : 514-956-0671 S/F : 800-721-0671 Télécopieur : 514-920-0671 courriel : info@continentglobe.com

www.continentglobe.com