

La mission de
**CONTINENT
GLOBE**

est de concevoir et de distribuer des produits de réadaptation avec le souci d'offrir la meilleure qualité possible et ce pour être une vraie solution dans le but d'améliorer la qualité de vie des personnes à mobilité réduite. Pour atteindre ce but, nous travaillons en partenariat avec les thérapeutes, les utilisateurs ainsi que les spécialistes d'équipements médicaux pour ainsi relever ensemble les défis quotidiens de la vie des personnes en perte d'autonomie. Nous offrons un service et une qualité impeccables, tout en étant à l'écoute des besoins réels de la clientèle.

Contactez nous:

T: 514-956-0671
800-721-0671
F: 514-920-0671
info@continentglobe.com

679, avenue Lépine
Dorval, Qc
H9P 1G3

- ✓ **Marchette pliante renforcée**
- ✓ **Roues 8" anti-crevaisson avec skis**
- ✓ **Freins statiques et dynamiques**
- ✓ **Poignées ergonomiques**
- ✓ **Siège rembourré**
- ✓ **Panier**



SPÉCIFICATIONS

Largeur Hors-Tout	29"
Distance entre les poignées	23"
Hauteur poignées ajustables	31" – 37"
Poids	29 Lbs.

GARANTIE

Châssis contre tous défauts manufacturiers	5 ans
Tous les autres composants	1 an