


La mission de **CONTINENT GLOBE** est de concevoir et de distribuer des produits de réadaptation avec le souci d'offrir la meilleure qualité possible et ce pour être une vraie solution dans le but d'améliorer la qualité de vie des personnes à mobilité réduite. Pour atteindre ce but, nous travaillons en partenariat avec les thérapeutes, les utilisateurs ainsi que les spécialistes d'équipements médicaux pour ainsi relever ensemble les défis quotidiens de la vie des personnes en perte d'autonomie. Nous offrons un service et une qualité impeccables, tout en étant à l'écoute des besoins réels de la clientèle.



SUPPORT AVANT-BRAS ITEM# 8000



CABARET ITEM: 3000

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES CONTINENT GLOBE
Châssis plaqué chrome	Plus résistant aux égratignures
Rigidité du châssis	La marchette offre un châssis rigide lorsqu'utilisé
Roues avec paliers	Roulement plus souple et moins bruyant à long terme
Perçage double des pattes de roues	Facilité de pivoter les roues à l'intérieur ou l'extérieur sans les enlever
Châssis latéral avec vis et boulon	Facilité de remplacer les poignées sans avoir à enlever les rivets et possibilité de resserrer le châssis
Poignées de caoutchouc	Meilleur confort dû à l'absorption de la vibration dans les mains lors de l'utilisation et aussi hypo allergène
Choix de hauteur	Possibilité d'accommoder les hauteurs sol/poignet de 29" à 41"
Garantie	5 ans sur le châssis et 1 an sur les pièces excepté les roues et skis
Délai de livraison	Même jour ou le lendemain

# ITEM	DESCRIPTION	HAUTEUR	GRANDEUR DE L'UTILISATEUR:
<i>MARCHETTES AVEC ROUES</i>			
4081AW5	Marchette ADULTE avec roues	32" - 38"	5' 7" à 6' 1" approx.
4082A+W5	Marchette ADULTE+ avec roues	35" - 41"	5' 10" à 6' 4" approx.
4081JW5	Marchette JUNIOR avec roues	29" - 33"	5' 4" à 5' 8" approx.
<i>MARCHETTES SANS ROUES</i>			
4082A	Marchette ADULTE sans roues	32" - 38"	5' 7" à 6' 1" approx.
4082A+	Marchette ADULTE+ sans roues	35" - 41"	5' 10" à 6' 4" approx.
4082J	Marchette JUNIOR sans roues	29" - 33"	5' 4" à 5' 8" approx.