

Siège de toilette ajustable avec appui-bras amovible pour toilette STANDARD ou ALLONGÉE

- Modèle ajustable en hauteur
- Ajoute 2¼", 4" ou 5¾" à la hauteur du siège de toilette, réduisant ainsi l'effort à la flexion
- La nouvelle conception de ce siège de toilette lui assure une durée vie prolongée
- La construction enduite de plastique blanc robuste fournit durabilité et force supplémentaires
- L'appui-bras en vinyle offre plus de confort en plus d'être facile d'entretien
- Avec couvercle pour plus de discrétion
- Les vis de serrage à l'arrière assurent un ajustement sûr et sécuritaire à la cuvette de la toilette
- Conçu afin de s'adapter à la plupart des toilettes allongées et standards
- Les boutons-poussoir permettent l'installation ou l'enlèvement facile des appuie-bras
- Aucun outil requis
- Couvercle intégré au siège de toilette
- Grande encavure avant et arrière sous le siège d'assise
- Garantie à vie limitée

Couleur : blanc

Largeur entre les bras : 19¼"

Capacité de poids: 300 Lb

RTS8310ADJ

1/bte



Caractéristiques

Numéro d'article	Largeur entre les bras	Profondeur / Largeur du siège	Hauteur du siège	Largeur du trou central	Longueur du trou central	Largeur hors tout	Hauteur bras / assise	Capacité de poids
RTS8310ADJ	19¼"	16¼" / 14"	2¼", 4", 5¾"	9"	11"	23"	8"	300 lb

Équipements & Autonomie

Fabriqué et distribué fièrement par:

Pro-Aide Medic

11 ch. de l'Étang

Lac Beauport, Qc

G3B 2G8

Tel: 418-955-8325

Fax: 418-849-5992

pro-aidemedic@uniserve.com