



SUPERPOLE A/BARRE D'APPUI HORIZONTALE, BARIATRIQUE, 450 LB

S'assemble rapidement pour fournir un soutien dans n'importe quel espace de vie.



- Installation en 15 minutes.
- L'installation est propre, facile et directe.
- Montez et démontez quand vous le souhaitez.
- Aucune vis ni perçage requis.
- Un soutien qui bouge avec vous.
- S'assemble rapidement pour fournir un soutien dans n'importe quel espace de vie.
- Fournit un support ergonomique vertical et horizontal.

Description Spécifications

- Matériel : Acier allié
- Finition : Peinture en poudre antimicrobienne (blanche)
- Capacité de poids : Bariatrique (SPB-HD) : 450 lb / 204 kg
- Diamètre du rail : 1,50" / 38 mm
- Longueur de la SuperBar : 16" / 406 mm
- Plage de hauteur du rail : Généralement installé à 24-38" / 610-965 mm du sol
- Garantie à vie limitée