

Hoyer® Presence



Le lève-personne Presence est conçu pour desservir la majorité de la clientèle. Il est des plus ergonomiques, facile à utiliser et a une plus grande capacité maximale de poids.



Avantages

- Léger (88 lbs)
- Capacité 500 lbs
- Hauteur maximale de la traverse 75"
- Hauteur minimale de la traverse 14.5"
- Grand empatement = plus de stabilité
- Pèse- personne disponible
- Tout électrique
- 2 batteries dont une de rechange
- Compatibilité = Batteries LINAK compatibles avec plusieurs autres lève-personne sur le marché



Spécifications	Impérial	Métrique
Charge de Fonctionnement Sécuritaire.....	500 lbs	227 kgs
Longueur Hors Tout Maximum.....	57.5"	1460 mm
Longueur Hors Tout Minimum.....	55.1"	1400 mm
Hauteur Hors Tout Maximum.....	81.3"	2065 mm
Hauteur Hors Tout Minimum.....	57.5"	1460 mm
Hauteur Maximum de la Barre d'Écartement.....	75.2"	1910 mm
Hauteur Minimum de la Barre d'Écartement.....	16.9"	430 mm
Hauteur à l'Atteinte Maximum.....	51.5"	1310 mm
Atteinte à la Hauteur Maximum.....	25.6"	650 mm
Atteinte à la Hauteur Minimum.....	15.7"	400 mm
Atteinte Maximum.....	36.6"	930 mm
Rayon de Braquage.....	64.2"	1630 mm
Pattes Ouvertes: Largeur Interne.....	40.1"	1020 mm
Pattes Fermées: Largeur Externe.....	26.4"	670 mm
Roues Jumelles Avant.....	4.0"	100 mm
Roues Arrière avec Freins.....	4.0"	100 mm
Hauteur Hors Tout des Pattes.....	4.7"	120 mm
Hauteur Libre.....	1.4"	35 mm

* Atteinte = Centre de la potence à l'avant du mât

Barre d'Écartement à 4 Positions (mesure en haut des points d'attache)

Hauteur Maximum de la Barre d'Écartement.....	61.0"	1550 mm
Hauteur Minimum de la Barre d'Écartement.....	15.4"	390 mm (utilisable)

Poids	Impérial	Métrique
Total	88.0 lbs	40 kgs

Protection Contre Les Chocs Électriques

Chargeur - Catégorie II
Lève-Personne - Source d'Alimentation Interne

Degrés de Protection Contre les Chocs Électriques

Chargeur - Type B
Lève-Personne - Type B
Utilisation dans un environnement de: $>+5^{\circ}\text{C}$ $<+40^{\circ}\text{C}$
Utilisation en dehors de cette plage peut affecter le fonctionnement et la sécurité peut être compromise.

Devis Électrique

Batteries - 24 VDC rechargeables, scellées
Capacité de la Pile - 3.2A ampères heures
Entrée Nominale du Chargeur - 100-240v AC 24 VDC 50/60 hz
Sortie Nominale du Chargeur - 29.5VDC, Max 19W