



Shape GP

Le coussin polyvalent pour dossier Synergy® Shape GP offre un soutien durable et un réglage de position exceptionnellement précis grâce à son contour spécialement étudié. Ses deux dispositifs de fixation uniques le rendent facile à retirer ou à régler rapidement et sans effort, tout en permettant une fixation très solide favorisant une sensation de rigidité et de soutien.

CARACTÉRISTIQUES

- Installation facile sur les tubes arrières de diamètre 7/8" et 1"
- Dispositif de fixation à deux points facilitant le démontage tout en assurant une fixation au fauteuil stable et rigide
- Revêtement étiré qui empêche le coussin de se déplacer
- Réglage de l'angle de 10 à -10 degrés et de 2" pour la profondeur, même si le siège est occupé
- Base en mousse haute densité pour éviter l'affaissement
- Contour unique qui assure une position stable et correcte

HAUTEURS DE DOSSIER OFFERTES -
Moyenne (19")

LARGEURS DE DOSSIER OFFERTES (La largeur de tous les dossiers peut être réglée entre 1/2" en dessous et 1.5" au dessus de la taille spécifiée.)

14", 16", 18", 20" et 22"



Shape 2-Point Back

Le Synergy® Shape 2-Point Back possède de nouvelles caractéristiques, comme son revêtement amélioré et ses deux leviers à déverrouillage rapide qui facilitent le réglage de l'angle et de la profondeur, même si le siège est occupé. Disponible en tailles standard, basse et haute, le Shape 2-Point Back a un contour unique et un rembourrage en mousse en deux couches, dont la supérieure est en mousse viscoélastique, offrant ainsi confort et soutien tout en réduisant la pression.

CARACTÉRISTIQUES

- Contour ergonomique
- Base en mousse haute densité avec une couche supérieure en mousse viscoélastique souple
- Revêtement étiré dans quatre directions passant par des sus le dossier
- Muni de deux dispositifs de fixation profilés
- Leviers à déverrouillage rapide
- Offert en taille standard, basse et haute
- Compatible avec divers appuis-tête et accessoires

HAUTEURS DE DOSSIER OFFERTES -
Basse (16"), Moyenne (19") et Haute (23")

LARGEURS DE DOSSIER OFFERTES (La largeur de tous les dossiers peut être réglée entre 1/2" en dessous et 1.5" au dessus de la taille spécifiée.)

Basse - 14", 16", 18" et 20"
Moyenne - 14", 16", 18", 20" et 22"
Haute - 16", 18", 20" et 22"



Shape Deep Contour

Le Shape Deep Contour comporte des supports thoraciques latéraux complètement réglables et recouverts de gel. Il possède également un rembourrage en mousse en deux couches, dont la couche supérieure est en mousse viscoélastique, offrant ainsi confort et soutien tout en réduisant la pression. C'est un excellent choix pour les personnes qui recherchent un soutien et un confort exceptionnels.


CARACTÉRISTIQUES

- Supports thoraciques latéraux complètement réglables et recouverts de gel
- Installation facile sur les tubes arrières de diamètre 7/8" et 1"
- Choix du dispositif de fixation : À deux points à déverrouillage facile ou à quatre points vissés, compatibles avec les systèmes de réglage de position motorisés TRU-Balance® et les cadres de fauteuil Synergy
- Réglage de l'angle de 57 à -33 degrés et de 2" pour la profondeur, même si le siège est occupé
- Base en mousse haute densité avec couche supérieure en mousse viscoélastique pour éviter l'affaissement
- Revêtement étiré qui empêche le coussin de se déplacer
- Offert en tailles standard (19") et haute (23")

HAUTEURS DE DOSSIER OFFERTES -
Moyenne (19") et Haute (23")

LARGEURS DE DOSSIER OFFERTES (La largeur de tous les dossiers peut être réglée entre 1/2" en dessous et 1.5" au dessus de la taille spécifiée.)

Moyenne - 14", 16", 18", 20" et 22"
Haute - 16", 18", 20" et 22"



SYNERGY
coussins et dossiers

TRU COMFORT™

CARACTÉRISTIQUES

- Base de mousse haute densité très profilée
- Mousse viscoélastique sur le dessus
- Coussin du dossier ergonomique
- Protection contre l'incontinence en plastique vinylique souple

AVANTAGES

- Offre un support latéral et contre-poussée aux clients
- Conçu pour les clients qui requièrent une légère protection de la peau
- Contribue au maintien d'une bonne posture
- Se nettoie facilement

TAILLES DE COUSSIN DE SIÈGE OFFERTES
16"-22"L X 14"-24"P

TAILLES DE DOSSIER RÉGLABLE OFFERTES
22" ou 25"H X 16", 18", 20" ou 22"L

TRU COMFORT™ plus

CARACTÉRISTIQUES

- Base de mousse moulée haute densité très profilée
- Mousse viscoélastique sur le dessus
- Coussin du dossier ergonomique
- Housse contre l'incontinence élastique dans les 4 sens absorbant l'humidité

AVANTAGES

- Offre un support latéral et contre-poussée aux clients qui requièrent un positionnement léger à modéré
- Conçu pour les clients qui requièrent une protection de la peau légère à modérée
- Contribue au maintien d'une bonne posture
- Réduit l'accumulation d'humidité
- Favorise une meilleure circulation

TAILLES DE COUSSIN DE SIÈGE OFFERTES
16"-22"L X 14"-24"P

TAILLES DE DOSSIER RÉGLABLE OFFERTES
22" ou 25"H X 16", 18", 20" ou 22"L



solutions abordables • priorité aux patients

La plus grande sélection de produits pour le plus grand éventail de besoins.

Les coussins et les dossiers Synergy® de Quantum Rehab® offrent une excellente sélection de produits de gestion de la pression réglables dans un éventail de tailles qui s'adaptent aux patients aussi bien pédiatriques que bariatriques. Chaque coussin Synergy comporte des composants uniques spécialisés pour réduire la pression tout en maximisant le confort.

Simplicity



CARACTÉRISTIQUES

- Base de mousse moulée haute densité très profilée
- Soulagement du coccyx et du sacrum
- Housse contre l'incontinence élastique dans les 4 sens absorbant l'humidité

AVANTAGES

- Offre un support latéral aux clients qui requièrent un positionnement léger
- Conçu pour les clients qui requièrent une légère protection de la peau
- Réduit l'accumulation d'humidité



SPÉCIFICATIONS

Capacité de Poids: 350 lb

Tailles: 16"x16" – 24"x24" *

Hauteur Totale: 2"

Solution®



CARACTÉRISTIQUES

- Saillie latérale et pré-ischiatique profilée sur une base de mousse moulée haute densité
- Insertion de gel aqueux à cellules doubles sous les régions osseuses à risque
- Housse contre l'incontinence élastique dans les 4 sens absorbant l'humidité
- Revêtement intérieur bleu qui protège contre l'incontinence et réduit les cisaillements
- Matériau viscoélastique sur le dessus

AVANTAGES

- Offre un support latéral et contre-poussée aux clients qui requièrent un positionnement modéré
- Conçu pour les clients qui requièrent une protection de la peau légère à modérée
- Réduit le cisaillement et l'accumulation d'humidité
- Favorise une meilleure circulation

OFFERT EN TAILLES PÉDIATRIQUES




SPÉCIFICATIONS

Capacité de Poids: 350 lb

Tailles: Pédiatrique: 10"x10" – 14"x14" *
Standard: 14"x16" – 24"x24" *

Hauteur Totale: 3.5"

Solution® 1



CARACTÉRISTIQUES

- Base de mousse moulée haute densité très profilée
- Soulagement du coccyx et du sacrum
- Couche supérieure en gel de silicone mou au design aéré
- Housse contre l'incontinence élastique dans les 4 sens absorbant l'humidité

AVANTAGES

- Offre un support latéral aux clients qui requièrent un positionnement modéré
- Conçu pour les clients qui requièrent une protection de la peau légère à modérée
- Réduit le cisaillement et l'accumulation d'humidité et de chaleur
- Favorise une meilleure circulation




SPÉCIFICATIONS

Capacité de Poids: 350 lb

Tailles: 14"x14" – 24"x24" *

Hauteur Totale: 2.5"

Spectrum® Gel




CARACTÉRISTIQUES

- Saillie latérale et pré-ischiatique profilée sur une base de mousse moulée haute densité
- Insertion légère de fluide à cellules doubles sous les régions osseuses à risque
- Housse contre l'incontinence élastique dans les 4 sens absorbant l'humidité
- Revêtement intérieur bleu qui protège contre l'incontinence et réduit les cisaillements
- Matériau viscoélastique sur le dessus
- Plaque de siège solide incluse

AVANTAGES

- Offre un support latéral et contre-poussée aux clients qui requièrent un positionnement modéré
- Offre une excellente stabilité
- Conçu pour les clients qui requièrent une protection de la peau modérée à forte
- Réduit les cisaillements et l'accumulation d'humidité
- Favorise une meilleure circulation

OFFERT EN TAILLES PÉDIATRIQUES



SPÉCIFICATIONS

Capacité de Poids: 350 lb

Tailles: Pédiatrique: 12"x10" – 14"x14" *
Standard: 14"x16" – 24"x24" *

Hauteur Totale: 3"

Spectrum® Air



CARACTÉRISTIQUES

- Vessie d'air à cellules multiples
- Les propriétés uniques de flux d'air de la base de mousse en silicone Sil-Air aident à maintenir la peau au frais et au sec
- Saillie pré-ischiatique profilée sur une base de mousse en silicone Sil-Air
- Base Sil-Air imperméable et antibactérienne
- Réglage précis du volume d'air
- Pompe manuelle compacte qui se range dans la pochette de transport intégrée
- Plaque de siège solide incluse

AVANTAGES

- Offre une stabilité et un support excellents
- Conçu pour les clients qui requièrent une protection de la peau modérée à forte
- Offre un support contre-poussée aux clients qui requièrent un positionnement doux à modéré
- Réduit fortement les bactéries et les odeurs
- Empêche le contact avec le fond ou la forte pression due au surgonflage
- Réglage pratique de la pression d'air



SPÉCIFICATIONS

Capacité de Poids: 350 lb

Tailles: 14"x12" – 24"x24" *

Hauteur Totale: 3.5"

Spectrum® Foam




CARACTÉRISTIQUES

- Saillie latérale et pré-ischiatique profilée sur une base de mousse moulée haute densité
- Insertion de mousse viscoélastique multicouche sous les régions osseuses à risque
- Housse contre l'incontinence élastique dans les 4 sens absorbant l'humidité
- Revêtement intérieur bleu qui protège contre l'incontinence et réduit les cisaillements
- Matériau viscoélastique sur le dessus
- Plaque de siège solide incluse

AVANTAGES

- Offre un support latéral et contre-poussée aux clients qui requièrent un positionnement modéré
- Offre une excellente stabilité
- Conçu pour les clients qui requièrent une protection de la peau modérée à forte
- Réduit les cisaillements et l'accumulation d'humidité
- Favorise une meilleure circulation

OFFERT EN TAILLES PÉDIATRIQUES ET BARIATRIQUES




SPÉCIFICATIONS

Capacité de Poids: 650 lb

Tailles: Pédiatrique: 10"x10" – 14"x14" *
Standard: 14"x16" – 24"x24" *
Bariatrique: 26"x18" – 32"x28" *

Hauteur Totale: 3"

Spectrum® Air Contour



CARACTÉRISTIQUES

- Vessie d'air à cellules multiples
- Les propriétés uniques de flux d'air de la base de mousse en silicone
- Saillie latérale et pré-ischiatique profilée sur une base de mousse en silicone Sil-Air
- Base Sil-Air imperméable et antibactérienne
- Réglage précis du volume d'air
- Pompe manuelle compacte qui se range dans la pochette de transport intégrée
- Insertion de siège solide incluse

AVANTAGES

- Offre une stabilité et un support excellents
- Conçu pour les clients qui requièrent une protection de la peau modérée à forte
- Offre un support latéral et contre-poussée aux clients qui requièrent un positionnement modéré
- Réduit fortement les bactéries et les odeurs
- Empêche le contact avec le fond ou la forte pression due au surgonflage
- Réglage pratique de la pression à tout moment



SPÉCIFICATIONS

Capacité de Poids: 350 lb

Tailles: 14"x12" – 24"x24" *

Hauteur Totale: 3.5"