

ReTurn7500i™

SystemRoMedic™



*Conception brevetée
Hauteur standard
Convient à la plupart
des utilisateurs
Active l'utilisateur
Élimine les charges
lourdes pour le
soignant*

Une solution sécuritaire et active pour les transferts debout-assis – sans charges lourdes

Le ReTurn7500i est un dispositif d'assistance facile à utiliser et incroyablement efficace pour les transferts et positionnement debout-assis, mais aussi un équipement de réhabilitation. Le ReTurn7500i permet d'effectuer des transferts actifs et sécuritaires du lit au fauteuil roulant ou encore à la toilette. Le ReTurn7500i peut aussi être utilisé pour le repositionnement assis. Pour le soignant, le ReTurn7500i permet des transferts faciles et sans efforts. Pour les utilisateurs qui conservent encore un certain degré de force, le ReTurn7500i stimule le mouvement naturel de positionnement assis-debout, tout en renforçant les muscles et la capacité fonctionnelle. Ceci en fait le dispositif idéal dans une unité de réhabilitation. De plus, un usager qui utilise ReTurn7500i à la maison peut normalement vivre plus longtemps à domicile avec l'aide d'un seul soignant.



handicare

ReTurn7500i



Le ReTurn7500i et le ReTurn7400 ont la même plateforme de transfert ce qui permet de changer le niveau de hauteur, et ainsi couvrir un plus large éventail de besoins et obtenir le meilleur usage du produit.

Spécification des produits

Item No.	Product	Description
7500i	ReTurn7500i	Plateforme de transfert avec cadre de hauteur standard et ouverture pour le harnais de transfert
7400	Cadre plus petit	Pour le ReTurn7400 avec numéros de série à partir de 373317697400500001 et pour le ReTurn7500 avec numéros de série à partir de 373317697500500001
7600	Cadre plus grand que le ReTurn7500i pour bariatrique	



Différents modèles de ReTurn fournissent des solutions pour toutes les situations et pour tous les utilisateurs

Le principe de base derrière le ReTurn est que la force et l'habileté de l'utilisateur doivent être sollicitées et améliorées. Tous les modèles ReTurn sont conçus pour activer l'utilisateur et encourager le mouvement naturel.



Facile d'utilisation et très versatile

Le ReTurn7500i est un dispositif de transfert manuel assis-debout, facile d'utilisation, autant pour l'utilisateur que pour le soignant. Le ReTurn7500i est aussi un produit versatile qui peut être utilisé de différentes façons pour assister l'utilisateur de manière sécuritaire et efficace durant le transfert assis-debout et le repositionnement assis. De plus, le ReTurn7500i est aussi un excellent équipement d'entraînement, ce qui en fait un outil idéal dans le processus de réadaptation. Le cadre du ReTurn7500i possède une hauteur standard et est approprié pour la plupart des utilisateurs adultes. Le ReTurn7500i est aussi disponible dans une nouvelle version dans laquelle il y a une ouverture pour l'installation rapide et facile du harnais. Les versions du ReTurn7500i sont destinées pour les utilisateurs pesant un poids maximum de 150 kg/330 lbs.

Incroyablement facile à manoeuvrer

Le ReTurn7500i a un concept breveté unique, ce qui en fait un équipement de transfert incroyablement facile à manoeuvrer. Le ReTurn7500i roule, tourne et pivote doucement et aisément sur toutes les surfaces, même dans les espaces confinés. Le dispositif peut facilement être positionné très près d'un lit, d'un fauteuil roulant ou d'une toilette. L'utilisation du ReTurn7500i exige un effort minime, même avec un utilisateur très grand ou plus lourd.

Plateforme de transfert stable et sécuritaire

Un centre de gravité bas et une plateforme de transfert large, avec des roues de coin et des roues de centre font en sorte que l'appareil est stable et sécuritaire. Deux grandes roues de centre, fixes et avec frein, font du ReTurn7500i un équipement facile à rouler et directionnellement stable, tandis que les roues de coin le rendent facile à manoeuvrer.

La hauteur du cadre permet un mouvement naturel et une proximité

Le ReTurn7500i est doté d'un cadre de hauteur standard qui est totalement ouvert à la base, tandis que le haut du cadre permet plusieurs possibilités de préhension, incluant une poignée centrale. Le cadre a un angle oblique vers l'avant, loin de l'utilisateur. Ceci donne à l'utilisateur assez d'espace pour se rapprocher du dispositif, lui permettant ainsi de se tirer lui-même vers une position debout. L'utilisateur est aussi supporté par le cadre pendant son transfert de position. La conception permet aussi un grand espace pour le soignant, lui permettant de demeurer très près et ainsi, aider l'utilisateur dans les déplacements. Les supports de jambes peuvent être ajustés autant horizontalement que verticalement. Ils peuvent aussi être inclinés, facilitant ainsi l'adaptation individuelle selon la grandeur de l'utilisateur et autres facteurs, ce qui fait du ReTurn7500i un accessoire pouvant être utilisé par différents utilisateurs. La version récente du ReTurn7500i est équipée de supports plus rembourrés. Il est facile d'assembler et de démonter le ReTurn7500i pour le transport et l'entreposage.

Information technique

SWL	150 kg / 330 lbs
Hauteur totale	1150 mm / 45.28"
Plateforme: Long x Larg x Haut	685 mm x 570 mm x 40 mm / 26.97" x 22.44" x 1.57"
Poids	16.5 kg / 36.38 lbs

Accessoires

En combinant le ReTurn7500i avec différents accessoires, l'utilisateur gagne un support additionnel et un plus grand sentiment de sécurité pendant les transferts. Le choix des accessoires dépend de la situation, des besoins de l'utilisateur et de ses capacités fonctionnelles.

Item No.	Produit	Description
6031—6038	Harnais	XXS—XXXL
6233—6236	Harnais, jetable, non-tissé	S—XL
6133—6136	Harnais nettoyable	S—XL
6061	Support	Accessoires / courroies
7250	Courroie de talon	ReTurn7500/7400
7215	Coussin de support	ReTurn7500/7400
0954	Sac	ReTurn7500/7400

Le SystemRoMedic^{MC} est une solution complète pour des transferts faciles. Le concept englobe quatre phases de déplacement qui répondent à la plupart des besoins dans les différentes situations de transfert.

Transférer entre deux emplacements. **Positionner**, dans le même emplacement. **Soutenir**, pour la mobilité. **Lever**, à la fois manuel et mécanique.



handicare

RTM Médical
3205, avenue Bérard
St-Hyacinthe, J2S 0A2
Tel: 450 252-9316 / 514 838-9995
Fax: 450 778-1269
www.rtmmedical.com
info@rtmmmedical.com