



Autopropulsée

Facile à manipuler pour les utilisateurs autonomes.

Transfert simple et sécurisé

Les transferts latéraux peuvent être effectués avec plus de facilité grâce au siège plat et à la position des freins.

Etac Clean 24"

Cette variante d'Etac Clean convient aux personnes qui peuvent diriger la chaise seules et souhaitent maximiser leur mobilité.

Facile à manœuvrer pour les utilisateurs autonomes


Les roues de la chaise Etac Clean 24" sont positionnées pour simplifier les manœuvres, sans pour autant que la sécurité ni le confort en soient diminués. En raison du grand espace dégagé sur le siège devant les roues, les transferts vers et depuis la chaise deviennent moins complexes. De plus, les manettes de freinage, positionnées sous le siège, ne gênent pas le transfert tout en demeurant accessibles.

Etac Clean 24" apporte les mêmes avantages que les autres produits de la gamme Clean, mais peut de surcroît être maniée par un utilisateur sans aide.



Accessoires

Découvrez notre vaste gamme d'accessoires en consultant la section « Accessoires pour tous les modèles Clean », page 26-27.



Etac Clean 24"

55 cm avec roues arrière de 24 pouces, blanche
55 cm avec roues arrière de 24 pouces, vert lagon

80229276
80229216

Poids

20 kg

Poids maximal de l'utilisateur

130 kg

Matériaux

Adaptateur de roue arrière : aluminium
Roues arrière : polyamide,
pneus increvables

Châssis : tube en acier revêtu de
peinture en poudre
Assise/dossier : polypropylène
Accoudoirs : polypropylène
Repose-pieds : polypropylène
Supports des roulettes : polyamide
Roulettes à roulement à billes :
polyamide/TPE

Entretien

Nettoyer le produit avec un agent
nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou
une solution désinfectante à 70 %.
Décontamination possible à 85 °C
maximum si nécessaire.



Accessoires



Dossier souple

80209225

Réglable.

Lavable à 60 °C max.



Coussin souple d'assise

Gris : 80209260

Réfléchissant la chaleur et à surface antidérapante. Largeur de la découpe anatomique : 17 cm.

Matériau : polyéthylène.

Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



Soutien latéral

80209509

À largeur réglable. Matériau : tissu en polyester, velcro et polyéthylène. Lavable à 60 °C max.

Non compatible avec le produit suivant : 80209225.



Coussin souple de dossier

Gris : 80209261

Réfléchissant la chaleur et à surface antidérapante. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



Barre de maintien

80209246

À fixer sur l'accoudoir.

Matériaux : aluminium, polyéthylène cellulaire, polypropylène.

Non compatible avec les produits suivants : 80209228, 80209237 et 80209226.



Coussin d'assise plein Comfort

80209247

Lorsqu'un siège sans trou est nécessaire. Matériau : polyuréthane. Lavage à 85 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



Sangle pectorale

80209442


Réglable en longueur. À fixer sur le dossier. Matériau : polyester.



Kit Comfort

80209237

Inclut le coussin d'assise percée Comfort (ref : 80209227) et le coussin dossier et accoudoirs (80209228). Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool. *Non compatible avec les produits suivants : 80209225 et 80209246.*



Ceinture de positionnement

80209440

Réglable en longueur.

Fixation par sangles velcro.

Matériau : polyester.



Coussin dossier et accoudoirs

80209228

Dossier souple avec coussins d'accoudoir intégrés. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool. *Non compatible avec les produits suivants : 80209225 et 80209246.*



Ceinture de sécurité

80209034

À fixer sur l'arrière du dossier. Se combine systématiquement avec la ceinture de positionnement.

Matériau : polyester.

Non compatible avec le dossier souple : 80209225.



Coussins pour accoudoirs Lot de deux

80209226

Souples et chauds, ils libèrent les poignées pour garantir une prise ferme lorsque vous vous relevez. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool. *Non compatible avec la barre de maintien : 80209246.*



Coussin anti-escarres

80209245

Coussin pneumatique ROHO avec d'excellentes propriétés de répartition de la pression. Pression de l'air réglable. Largeur de la découpe anatomique : 21 cm. Matériau : néoprène. Température de lavage max. : 60 °C.



Coussin d'assise percé Comfort

Avec ouverture largeur 15 cm : 80209301

Avec ouverture largeur 18 cm : 80209227

Siège avec contour souple. Matériau : polyuréthane. Lavage à 85 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.

Accessoires



Porte-savon (incompatible avec Clean 24")

Gris : 80209266

Se fixe sur le côté du siège. Support intégré pour le pommeau de douche.
Matériau : polypropylène.
(Incompatible avec Clean 60 cm.)



Support pour seau

Gris : 80209258

Compatible avec le seau avec poignée et couvercle fourni, ainsi qu'avec les autres seaux à rebord épais. Matériau : polypropylène.



Bassin

Gris : 80209254

Matériau : polypropylène.

Bassin et couvercle avec poignée

Gris : 80209255

Matériau : polypropylène.



Attaches pour fixation basse du bassin/seau

Grise : 80209259

4 attaches à fixer sur le support bassin/seau pour l'abaisser de 6 cm.
Matériau : polypropylène.



Support bassin

Gris : 80209257

Compatible à la fois avec le bassin fourni, le bassin hygiénique et les bassins à usage hospitalier standard à rebord fin.



Bassins jetables

80209282

Rigides et solides. 50 pièces.



Seau avec poignée et couvercle

80302026

Support seau non inclus.

Matériau : polypropylène.



Kit de support pour bassin jetable

Gris : 80209229

Compatible avec le bassin jetable.

Accessoires supplémentaires – Clean à hauteur réglable uniquement



Repose-pieds rabattables, la paire

80209250

Amovibles, à hauteur réglable.
Fixations incluses.

Matériaux : aluminium revêtu de poudre et polypropylène.



Appui-mollet réglable

Droit : 80209252

Gauche : 80209253

Fixations incluses.

Matériaux : plastique ABS, acier inoxydable.



Adaptateur de roue arrière

Blanc : 80209262

Uniquement compatible avec chaise Clean 55 cm. Matériaux : aluminium et polyamide.



Kit de surélévation avec roues

Blanc, 4 pièces : 80209511

Vert lagon, 4 pièces : 80209512

Surélève le siège de 5 cm.

Matériaux : polyamide, TPE, aluminium.



Roulettes de 75 mm

Blanches, pour l'avant, lot de deux : 80209515. Blanches, pour l'arrière, lot de deux : 80209516. Vert lagon, pour l'avant, lot de deux : 80209513. Vert lagon, pour l'arrière, lot de deux : 80209514. Abaissent le siège de 5 cm. De série sur la Clean 44 cm.

Matériaux : polyamide, TPE, aluminium.