

Triporteurs et quadriporteurs intermédiaires

La série Marquis de Shoprider représente notre gamme classique de triporteurs et de quadriporteurs, qui allient parfaitement style et performance. Tous ces triporteurs et quadriporteurs intermédiaires offrent les mêmes excellentes caractéristiques, avec la maniabilité du triporteur et la stabilité du quadriporteur, ou une combinaison des deux intégrée au modèle 778^{EL}.

Voyager 778^S

- Triporteur Shoprider
- Guidon de type delta à deux vitesses (grande-petite)
- Ensemble d'éclairage complet
- Suspension avant et arrière
- Accumulateurs de 36 Ah avec chargeur de batterie non transporté de 5 A
- Couleurs disponibles : rouge, argent ou bleu monarque



Cobra 778^{EL}

- Triporteur / quadriporteur Shoprider
- Guidon de type delta C
- Siège motorisé et ensemble d'éclairage complet
- Accumulateurs de 36 Ah avec chargeur de 5 A
- La stabilité de 4 roues et la maniabilité de 3 roues
- Couleurs disponibles : rouge, argent ou bleu monarque



Explorer 888^{SLN}

- Quadriporteur Shoprider
- Guidon de type delta C
- Ensemble d'éclairage complet
- Suspension intégrale, points d'ancrage
- Accumulateurs de 50 Ah avec chargeur de 4 A
- Pratique panneau d'accès aux accumulateurs
- Couleurs disponibles : rouge, noir ou bleu monarque



Série Marquis

Spécif.	Poids maximal	Dimensions L x l x h	Poids total incl. acc.	Moteur	Vitesse	Accum.	Pneus	Chargeur 24 V	Autonomie	Rayon braquage	Inclinaison°
778 ^S	136 KG 300 LB	45" x 22,5" x 42"	88 KG 194 LB	0,87 CV	8 KM/H 5 MI/H	2 x 36 AH	AV.10" AR.11,5"	5 AH	32 KM 20 MI	1250 MM 49"	8° 14 %
778 ^{EL}	136 KG 300 LB	43,5" x 22" x 41"	73 KG 160 LB	0,84 CV	8 KM/H 5 MI/H	2 x 36 AH	AV.8" AR.10"	5 AH	32 KM 20 MI	1100 MM 43"	8° 14 %
888 ^{SLN}	136 KG 300 LB	47,5" x 22,5" x 42"	99 KG 218 LB	0,87 CV	8 KM/H 5 MI/H	2 x 50 AH	AV.10" AR.10"	4 AH	40 KM 25 MI	1460 MM 58"	8° 14 %