

## Quadriporteurs de luxe

La série Crown de Shoprider ajoute à la mobilité personnelle une profusion de caractéristiques luxueuses. Profitez du grand air avec un style, un confort et une performance sans précédent. La série Crown comprend les quadriporteurs les plus populaires du portfolio de Shoprider au Canada.

### PathFinder 888<sup>SL/SE</sup>

- > Quadriporteur Shoprider **édition spéciale**
- > Guidon de type delta et ensemble d'éclairage complet
- > Moteur de 1,2 CV avec pneus de 11,5 pouces
- > Suspension intégrale, points d'ancrage
- > Accumulateurs de 50 Ah et chargeur de 4 A
- > Couleurs disponibles : rouge, noir ou argent



### TrailBlazer 889<sup>SL</sup>

- > Quadriporteur Shoprider
- > Guidon de type delta et ensemble d'éclairage complet
- > Moteur de 1,2 CV et pneus de 12,5 pouces
- > Suspension intégrale, points d'ancrage
- > Accumulateurs de 50 Ah et chargeur de 4 A
- > Couleurs disponibles : rouge, bleu ou argent



### TrailBlazer SE 889<sup>SL/SE</sup>

- > Quadriporteur Shoprider **édition spéciale**
- > Guidon de type delta à 2 vitesses (grande-petite)
- > Moteur de 2 CV et pneus de 13,5 pouces
- > Suspension intégrale, ensemble d'éclairage complet
- > Accumulateurs de 50 Ah et chargeur de 4 A
- > Couleurs disponibles : rouge, noir ou argent



## Série Crown

Spécif.	Poids maximal	Dimensions L x L x H	Poids total incl. acc.	Moteur	Vitesse	Accum.	Pneus	Chargeur 24 V	Autonomie	Rayon braquage	Inclinaison°
888 <sup>SL/SE</sup>	158 KG   350 LB	48" x 23" x 43"	100 KG   220 LB	1,2 CV	12 KM/H   7,45 MI/H	2 x 50 AH	4 x 11,5"	4 AH	40 KM   25 MI	1500 MM   59"	9°   15 %
889 <sup>SL</sup>	158 KG   350 LB	49" x 24,5" x 44"	104 KG   229 LB	1,2 CV	12 KM/H   7,45 MI/H	2 x 50 AH	4 x 12,5"	4 AH	40 KM   25 MI	1500 MM   59"	9°   15 %
889 <sup>SL/SE</sup>	158 KG   350 LB	49" x 24" x 45"	100 KG   220 LB	2,0 CV	15 KM/H   9,45 MI/H	2 x 50 AH	4 x 13,5"	4 AH	40 KM   25 MI	1500 MM   59"	9°   15 %