



Le nouveau quadricycle de format transportable **Gs100** de Continent Globe vous offre un design raffiné tout en gardant en avant-plan la qualité. Le **Gs100** est fabriqué avec les contrôles électroniques renommés de P&G dont nos clients avec une perte d'autonomie méritent.

### Le Gs100 offre les fonctionnalités de séries suivantes :

- Déclenchement rapide pour démantèlement facile du quadricycle
- Guidon ajustable
- Panneau de contrôle avec indicateur de charge
- Rangement pour chargeur
- Pneus durs noirs pour une meilleure autonomie
- Panier rabattable transportable
- Prise USB
- Batteries 18Ah à l'acide

### Le Gs100 offre les options suivantes :

- Siège avec suspension
- Coffre-arrière avec clé
- Drapeau

### DISTRIBUTEUR AUTORISÉ:



CARACTÉRISTIQUES	
Controlleur P&G	45A
Traction	Arrière
Type de Batteries	2x 12Ah ou 18Ah
Chargeur externe	2A
Contrôle de la vitesse	Oui
Frein electro-mécanique	Oui
Ajustement du guidon	Oui
Couleurs	Bleu, Rouge
Couleur du siège	Noir

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
techniques	135kg. / 300lbs
Largeur hors-tout	22.5"
Longueur hors-tout	43"
Maximum Speed	6.5 km/h / 4mph
Autonomie	Jusqu'à 20 km / 12 miles
Garde au sol	1.75"-2.5"
Rayon de braquage	47"
Pneus Avant et arrière	8", Durs
Siège standard	17" X 16"

### GARANTIE LIMITÉE CONTINENT GLOBE

**5 ANS** - Châssis principal, Mât du siège, Structure du guidon et fourche  
**2 ANS** - Moteur transaxe, frein électro-mécanique, contrôleur, câbles électroniques et les autres composantes électroniques, chargeur  
**1 AN** - Batteries achetées chez Continent Globe

**EXCLUSIONS** : À moins d'un défaut manufacturier, toutes pièces assujetties à l'usure normale et qui doivent être remplacées à l'occasion tel que : les pièces de plastiques, brosse de moteur, sabots de freins, fusibles et ampoules, pneus et chambres à air, sièges et rembourrages. Svp consulter la garantie du manuel d'utilisateur pour plus de détails. Les frais de main d'œuvre ou de transport pour les garanties sont la responsabilité du consommateur.

*" Les personnes en perte d'autonomie méritent de la Qualité "*