

EVO-MAT

SÉRIE 7000

MODÈLE 7100

(sans bordure latérale)

CARACTÉRISTIQUES

- Mousse de surface mémoire gel*
- Mousses à base de soya certifiées OEKO-TEX® pour un respect de l'environnement
- Rebords de mousse ferme qui facilitent les transferts de patients (sur modèle 7200 seulement)
- Base en mousse haute résilience
- Housse de surface mémoire gel

HOUSSE PROTECTRICE IMPERMÉABLE ET LAVABLE

- Recouvrement de polyuréthane extensible dans les quatre sens
- Fermeture éclair à rabat contre l'infiltration de liquide
- Se nettoie sur place suivant le mode d'entretien
- Hautement résistante

CAPACITÉ
PONDÉRALE
375 LB

COUCHE DE MOUSSE MÉMOIRE GEL

- Hauteur : 2 po
- Densité : 4 lb/pi³
- Indice de compression : 14

COUCHE SUPPORT

- Hauteur : 4 po
- Densité : 3,1 lb/pi³
- Indice de compression : 40

ÉGALEMENT
OFFERT

LE MODÈLE 7200
PRÉSENTE LES MÊMES
CARACTÉRISTIQUES
QUE LE MODÈLE 7100,
MAIS PROPOSE UNE
BORDURE LATÉRALE.

MODÈLE 7200

(avec bordure latérale)

* MOUSSE DE SURFACE MÉMOIRE GEL

La mousse réduit les pressions d'interface et les frictions en s'adaptant à la morphologie du patient.

La mousse formée de cubes indépendants favorise la circulation de l'air sous la surface, ce qui limite l'accumulation d'humidité, et, donc, la macération et le cisaillement.

** MOUSSE DE SURFACE MÉMOIRE GEL

La mousse constitue une solution économique pour prévenir les lésions cutanées et les escarres.

COUCHE SUPPORT

Les entailles à la surface de la base et en dessous de la base permettent une liberté de mouvement plus grande du matelas.

Elles limitent la compression de la mousse à l'intérieur du matelas et, par le fait même, les points de pression lorsqu'il est utilisé dans un lit électrique.

OFFERT EN
PLUSIEURS DIMENSIONS

