

CARACTÉRISTIQUES


- Cadre de mousse rigide
- Recouvert par une housse imperméable et étirable dans les deux sens qui permet de prévenir les plaies
- Offert en plusieurs dimensions
- Matelas de mousse striée qui permet de diminuer la pression au niveau du bassin et des talons
- Matelas parfait pour des inserts

EVO-MAT

SÉRIE 6000

MODÈLE 6200

(sans découpe et avec bordures latérales)



ÉGALEMENT
OFFERT

MODÈLE 6201

(avec découpe et avec bordures latérales)

LE MODÈLE 6201

PRÉSENTE LES MÊMES CARACTÉRISTIQUES QUE LE MODÈLE 6200, MAIS PROPOSE DES DÉCOUPES POUR INSERTIONS CENTRALES. IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE D'ENLEVER LES CUBES DE MOUSSE POUR LES REMPLACER PAR D'AUTRES COUSSINS.

OFFERT EN
PLUSIEURS DIMENSIONS

