


**TOILE DOUBLE CUISS. #390 APPUI-TÊTE INTÉGRÉ**



GRANDEUR DE LA TOILE COULEUR 1 <sup>ER</sup> CROCHET		DIMENSIONS APPROXIMATIVES			
		1 (pce/cm)	2 (pce/cm)	3 (pce/cm)	4 (pce/cm)
X-PETIT	HAUT TÊTE	17/42.5	42/105	30/75	31/77.5
LILAS	ÉPAULE	25/625			
PETIT	HAUT TÊTE	18/45	44/110	32/80	33/82.5
ROUGE	ÉPAULE	27/67.5			
MOYEN	HAUT TÊTE	18.5/46.25	47/117.5	34/85	34/85
VERT	ÉPAULE	28/70			
GRAND	HAUT TÊTE	20.5/51.25	49/122.5	36/90	37/92,5
JAUNE	ÉPAULE	30/75			
EXTRA GRAND	HAUT TÊTE	21.5/53.75	49/122.5	38/95	41/102,5
BLEU ROYAL	ÉPAULE	31/77.5			

**ENTRETIEN DE LA TOILE**

**INSPECTER AVEC SOIN AVANT CHAQUE USAGE**

- S'assurer que la toile est adaptée au besoin du bénéficiaire (modèle, grandeur, poids)
- Examiner la toile à intervalles réguliers tel que prescrit Suivre les instructions d'installation
- Un usage normal et en suivant les instructions de lavage et de séchage prolonge la durée de vie de la Toile

**LAVAGE ET DE SÉCHAGE DE LA TOILE**

 Laver à la machine à l'eau tiède avec un savon doux à basse température ne dépassant pas 25°C ou 90°F pendant au moins **trois minutes**.

 Ne pas utiliser de javellisant et de chlorure.

 Ne pas sécher à la sècheuse. Sécher à une température maximale de 25°C ou 90°F.

**NE PAS APPLIQUER DE PRESSIION MÉCANIQUE OU TOUTE AUTRE PRESSIION. NE PAS TORDRE LE TISSU.**

 Ne pas repasser.