

## PT RAIL™

La mobilité autour de la toilette est beaucoup plus facile et sécuritaire grâce à la PT Rail. Elle offre un support robuste avec des rampes de compensation visant à réduire la fatigue du poignet (lors de la préhension de la rampe inférieure). En outre, lorsqu'elle n'est pas utilisée, vous pouvez soulever la PT Rail et la ranger contre le mur de la salle de bain.



### CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la rampe	1,5 po
Capacité de poids	400 lb
<b>A. Longueur</b>	28 po (28) ou 32 po (32) <b>Entrepreneur recommandé</b>
<b>B. Côté</b>	Gauche (L) ou droit (R)
<b>C. Fini/Matériau</b>	Acier allié avec enduit blanc antimicrobien (PCW) Acier allié plaque chrome (CRP) Inox brossé (SS)
Code	PT-WRAB-C Exemple : PT-WR <b>28L-PCW</b>

### DIMENSIONS DU PRODUIT

