

## Lits Tröst & Hälsa Liste de prix de détail



*Les lits idéaux de Permobil pour les soins de longue durée et à domicile sont maintenant disponibles avec les matelas Permobil Signature!*



Permobil est heureux de vous offrir un nouveau lit pour répondre à une plus grande variété de besoins des patients. Le nouveau lit Tröst est destiné aux patients nécessitant des soins de longue durée, tandis que notre populaire lit Hälsa est conçu pour les soins à domicile.

Nous offrons également de nombreux matelas et surfaces de soutien, électriques et non électriques, pour compléter les lits Tröst et Hälsa.

## Table de Matières

Informations de commande.....	2
Lits Tröst et Hälsa .....	3
Ensembles de lit Tröst, Composants et Accessoires .....	4
Ensembles de lit Hälsa, Composants et Accessoires.....	5
Les matelas de Permobil Signature.....	6
Les matelas classique de 5 Minds Mobility.....	7
Les surfaces modulaire de 5 Minds Mobility.....	8
Les sections ROHO .....	8
Surfaces Thérapeutique.....	8
Garanties.....	8

## Pour passer une commande


Permobil Canada est le distributeur exclusif des lits Tröst et Hälsa, des matelas de Permobil, 5 Minds Mobility et ROHO, et MOXI. Pour les commander, communiquez avec nous : [sales.ca@permobil.com](mailto:sales.ca@permobil.com). Pour en savoir plus, visitez notre site Web : [www.permobil.ca](http://www.permobil.ca).

## Lit Tröst

Le lit Tröst de Permobil est un lit électrique et réglable idéal pour les patients nécessitant des soins de longue durée et pour leurs fournisseurs de soins de santé. Le lit Tröst pour soins de longue durée a une position base de 6.75" et une position haut de 30" afin de faciliter les soins.

### Tröst & Tröst Plus caractéristiques standards incluent :

- Télécommande à 12 boutons avec Trendelenburg, Trendelenburg renversé et position chaise
- Une roue avec mécanisme directionnelle à la section de tête
- Roues pivotantes verrouillables
- Mécanisme à dégagement rapide pour tête et pied de lit
- Une position base de 6.75" et une position haut de 30"
- Tête et pied de lit de couleurs: nature ou bourgogne
- Frein central au pied
- Pare-chocs mural
- Butées de retention du matelas
- Capacité de poids 600 lb



### En option :

- Modèle 'Tröst Plus' expansion jusqu' à 39" ou 42"
- Extension de longueur de 80" à 84"
- Un contrôle infirmier intégré
- Ridelle demi-longueur - interchangeable entre les sections tête et pied
- Demi-barrières hautes
- Barre d'appui - interchangeable entre les sections tête et pied
- Trapèze
- Chariot de transport
- Batterie de secours

## Lit Hälsa

Le lit Hälsa de Permobil est un lit électrique et réglable conçu pour les soins à domicile. Tout comme le lit Tröst, le lit Hälsa offre les positions Trendelenburg et anti-Trendelenburg. En plus, il offre la capacité de bouger à la fois la section de tête et pied de lit simultanément, option de grande roues, et la capacité à se démonter facilement pour un transport et l'entreposage.

### Hälsa & Hälsa Plus caractéristiques standards incluent :

- Double pôle de chaque côté augmentant la stabilité à toutes les hauteurs
- Position plus basse: 9.875" (12.125" avec grande roues)
- Position plus haute: 25.625" (27.875" avec grande roues)
- Trendelenburg/Trendelenburg renversé
- Moteur électrique à faible consommation et silencieux (Linak)
- Peut être déplacé à toutes les hauteurs
- Crochet pour sac d'incontinence
- 3 roues verrouillable et 1 roue directionnelle
- Butées de retention du matelas sur les côtés et au pied
- Réceptacle pour trapèze
- Deux supports de tiges à soluté
- Se démonte en quatre sections pour faciliter le transport et l'entreposage



### Différences entre Hälsa et Hälsa Plus:

- Capacité de poids : 375 lb vs. 500 lb
- Dimensions de Hälsa : 36" x 80"
- Dimensions de Hälsa Plus : quatre options d'élargissement (36", 39", 42", et 48") x 80"
- Le lit standard Hälsa est doté de sections en matériau composite amovibles qui facilitent le nettoyage

### En option :

- Ridelle demi-longueur - interchangeable entre les sections tête et pied
- Ridelles complets
- Trapèze
- Batterie de secours
- Version avec grandes roulettes en option

## Ensembles de lit Tröst

L'ensemble de lit **Tröst HSR** comprend : tête et pied de lit (36"), et demi ridelles.

L'ensemble de lit **bariatrique Tröst Plus HSR** comprend : tête et pied de lit (36", 39" ou 42"), et demi ridelles.

Vous avez le choix entre deux couleurs pour la tête et le pied de lit : bois nature ou bourgogne.



Numéro d'article	Description	Prix de détail
TROST-STD-HSR-PKG	LIT STANDARD TRÖST avec DEMI RIDELLES, 36" TÊTE ET PIED DE LIT	3 249,00 \$
TROST-PLUS-HSR-PKG	LIT BARIATRIQUE TRÖST PLUS avec DEMI RIDELLES, 36" TÊTE ET PIED DE LIT	3 599,00 \$
TROST-PLUS-HSR-PKG-39	LIT BARIATRIQUE TRÖST PLUS avec DEMI RIDELLES, 39" TÊTE ET PIED DE LIT	3 649,00 \$
TROST-PLUS-HSR-PKG-42	LIT BARIATRIQUE TRÖST PLUS avec DEMI RIDELLES, 42" TÊTE ET PIED DE LIT	3 699,00 \$

## Composants de lit Tröst et Accessoires

Numéro d'article	Description	Prix de détail
TROST-STD	LIT STANDARD TRÖST, 36" x 80" (LONGUEUR MAXIMALE DE 84")	2 699,00 \$
TROST-PLUS	LIT BARIATRIQUE TRÖST PLUS (LONGUEUR MAXIMALE DE 84" & EXTENSIBLE À 39" OU 42")	2 999,00 \$
TROST-HBHW	ENSEMBLE DE QUINCAILLERIE : BOUCLES DE RETENUE DE MATELAS ET FIXATIONS POUR TÊTE ET PIED DE LIT	149,00 \$
TROST-HFB-NATURE	LIT TRÖST 36" TÊTE ET PIED DE LIT - NATURE	249,00 \$
TROST-HFB-WINE	LIT TRÖST 36" TÊTE ET PIED DE LIT - BOURGOGNE	249,00 \$
TROST-HFB-NATURE39	LIT TRÖST 39" TÊTE ET PIED DE LIT - NATURE	299,00 \$
TROST-HFB-WINE39	LIT TRÖST 39" TÊTE ET PIED DE LIT - BOURGOGNE	299,00 \$
TROST-HFB-NATURE42	LIT TRÖST 42" TÊTE ET PIED DE LIT - NATURE	349,00 \$
TROST-HFB-WINE42	LIT TRÖST 42" TÊTE ET PIED DE LIT - BOURGOGNE	349,00 \$
TROST-SC	UN CONTROLE INFIRMIER INTÉGRÉ	329,00 \$
TROST-HSR	DEMI RIDELLES POUR LIT TRÖST (TÊTE OU PIED, PAIRE)	449,00 \$
TROST-THSR	LIT TRÖST DEMI-BARRIÈRES HAUTES (TÊTE SECTION SEULEMENT, PAIRE)	549,00 \$
TROST-AB	BARRE D'APPUI (TÊTE OU PIED, SEUL)	139,00 \$
TROST-TT	CHARIOT DE TRANSPORT	599,00 \$
TROST-TB	TRAPEZE BARIATRIQUE POUR LIT TRÖST, CAPACITÉ 280 LB	449,00 \$
TROST-BB	BATTERIE DE SECOURS	249,00 \$
TROST-EXT	LIT TRÖST EXTENSION DE LONGUEUR DE 80" À 84"	299,00 \$

## Ensembles de lit Hälsa

L'ensemble de lit Hälsa HSR comprend : tête et pied de lit (36"), et demi ridelles. L'ensemble de lit Hälsa FSR comprend : tête et pied de lit (36"), et ridelles complets.

L'ensemble de lit bariatrique Hälsa Plus HSR comprend : tête et pied de lit (36", 39", 42" ou 48"), et demi ridelles.

Vous avez le choix entre deux couleurs pour la tête et le pied de lit : bois naturel ou bourgogne.



Numéro d'article	Description	Prix de détail
HALSA-STD-HSR-PKG	LIT STANDARD HÄLSA avec DEMI RIDELLES, 36" TÊTE ET PIED DE LIT	2 999,00 \$
HALSA-STD-FSR-PKG	LIT STANDARD HÄLSA avec RIDELLES COMPLETS, 36" TÊTE ET PIED DE LIT	2 999,00 \$
HALSA-PLUS-HSR-PKG	LIT BARIATRIQUE HÄLSA PLUS avec DEMI RIDELLES, 36" TÊTE ET PIED DE LIT	3 999,00 \$
HALSA-PLUS-HSR-PKG39	LIT BARIATRIQUE HÄLSA PLUS avec DEMI RIDELLES, 39" TÊTE ET PIED DE LIT	4 049,00 \$
HALSA-PLUS-HSR-PKG42	LIT BARIATRIQUE HÄLSA PLUS avec DEMI RIDELLES, 42" TÊTE ET PIED DE LIT	4 099,00 \$
HALSA-PLUS-HSR-PKG48	LIT BARIATRIQUE HÄLSA PLUS avec DEMI RIDELLES, 48" TÊTE ET PIED DE LIT	4 149,00 \$

## Composants de lit Hälsa et Accessoires

Numéro d'article	Description	Prix de détail
HALSA-STD	LIT STANDARD HÄLSA, 36" x 80"	2 799,00 \$
HALSA-PLUS	LIT BARIATRIQUE HÄLSA PLUS (EXTENSIBLE À 39", 42" OU 48")	3 799,00 \$
HALSA-HFBC-NATURE	LIT HÄLSA 36" TÊTE ET PIED DE LIT - NATURE	295,00 \$
HALSA-HFBC-WINE	LIT HÄLSA 36" TÊTE ET PIED DE LIT - BOURGOGNE	295,00 \$
HALSA-HFBC-NATURE39	LIT HÄLSA 39" TÊTE ET PIED DE LIT - NATURE	345,00 \$
HALSA-HFBC-NATURE42	LIT HÄLSA 42" TÊTE ET PIED DE LIT - NATURE	395,00 \$
HALSA-HFBC-NATURE48	LIT HÄLSA 48" TÊTE ET PIED DE LIT - NATURE	445,00 \$
HALSA-BAT	BATTERIE DE SECOURS	249,00 \$
HALSA-HSR	DEMI RIDELLES POUR LIT HÄLSA (TÊTE OU PIED, PAIRE)	449,00 \$
HALSA-FSR	RIDELLES COMPLETS POUR LIT HÄLSA (PAIRE)	499,00 \$
HALSA-TBB	TRAPEZE BARIATRIQUE POUR LIT HÄLSA, CAPACITÉ 300 LB	449,00 \$
HALSA-AB	BARRE D'APPUI (TÊTE OU PIED, SEUL)	139,00 \$
HALSA-CASTUPG-5"	ROULETTES DE 5" HÄLSA (ENSEMBLE DE 4)	255,00 \$

## Les matelas de Permobil Signature

Voici les nouveaux matelas signés Permobil : **Sömn** et **Koppla**. Ces matelas en mousse personnalisables sont spécialement conçus pour offrir un rendement durable grâce à des matériaux qui réduisent mieux la tension. Nous offrons également les matelas Optima et Optima Symmetry.


Les matelas de qualité supérieure **Sömn** et **Koppla** offrent une surface en mousse superposée et de solides barrières de 3" de largeur. Le matelas **Sömn** est doté d'une couche de base de 4" et d'une couche supérieure en mousse de faible densité de 2" au pied, tandis que le matelas **Koppla** est doté d'une base de 2" d'épaisseur et de couches centrale et supérieure à densité décroissante. Ces matelas sont livrés avec la housse de protection complète R5 Ultra.

Nouveau!




Numéro d'article	Description	Prix de détail
SOMN3680	SÖMN, HOUSSE SUPÉRIEURE R5 ULTRA, 36" x 80" x 6", CAPACITÉ 350 LB	799,00 \$
SOMN3980	SÖMN, HOUSSE SUPÉRIEURE R5 ULTRA, 39" x 80" x 6", CAPACITÉ 350 LB	949,00 \$
SOMN4280	SÖMN, HOUSSE SUPÉRIEURE R5 ULTRA, 42" x 80" x 6", CAPACITÉ 350 LB	999,00 \$
SOMN4880	SÖMN, HOUSSE SUPÉRIEURE R5 ULTRA, 48" x 80" x 6", CAPACITÉ 350 LB	1 049,00 \$
KOPPLA3680	KOPPLA, HOUSSE SUPÉRIEURE R5 ULTRA, 36" x 80" x 6", CAPACITÉ 350 LB	949,00 \$
KOPPLA3684	KOPPLA, HOUSSE SUPÉRIEURE R5 ULTRA, 36" x 84" x 6", CAPACITÉ 350 LB	1 044,00 \$
KOPPLA3980	KOPPLA, HOUSSE SUPÉRIEURE R5 ULTRA, 39" x 80" x 6", CAPACITÉ 350 LB	1 099,00 \$
KOPPLA4280	KOPPLA, HOUSSE SUPÉRIEURE R5 ULTRA, 42" x 80" x 6", CAPACITÉ 350 LB	1 149,00 \$
KOPPLA4284	KOPPLA, HOUSSE SUPÉRIEURE R5 ULTRA, 42" x 84" x 6", CAPACITÉ 350 LB	1 264,00 \$
KOPPLA4880	KOPPLA, HOUSSE SUPÉRIEURE R5 ULTRA, 48" x 80" x 6", CAPACITÉ 350 LB	1 199,00 \$

Les matelas **Optima** sont spécialement conçus pour offrir un rendement durable grâce à des matériaux qui réduisent mieux la tension. À la fois confortable, sécuritaire, durable et économique, ce matelas comprend un noyau entièrement fabriqué à partir de mousse antimicrobienne de qualité médicale, écologique et non allergène. Il est renversable et réversible pour une plus longue durée de vie.



Numéro d'article	Description	Prix de détail
310M	OPTIMA, HOUSSE EN NYLON 70D LT, 36" x 80" x 5.5", CAPACITÉ 350 LB	549,00 \$
314M	OPTIMA, HOUSSE EN NYLON 70D LT, 39" x 80" x 5.5", CAPACITÉ 350 LB	649,00 \$
316M	OPTIMA XT, HOUSSE EN NYLON 70D LT, 42" x 80" x 5.5", CAPACITÉ 650 LB	699,00 \$
318M	OPTIMA XT, HOUSSE EN NYLON 70D LT, 48" x 80" x 5.5", CAPACITÉ 650 LB	799,00 \$

Le matelas **Optima Symmetry** est un matelas de qualité supérieure offrant un soutien ferme à zone multiples : une zone renversable et réversible, une périphérie en mousse offrant un soutien ferme sur les rebords, une doublure anticisaillement et le tout recouvert par une housse en nylon 70D.



Numéro d'article	Description	Prix de détail
311M	OPTIMA SYMMETRY avec CÔTÉS RIGIDES, HOUSSE EN NYLON 70D LT, 36" x 80" x 5.5", CAPACITÉ 350 LB	649,00 \$
323M	OPTIMA SYMMETRY avec CÔTÉS RIGIDES, HOUSSE EN NYLON 70D LT, 39" x 80" x 5.5", CAPACITÉ 350 LB	749,00 \$
325M	OPTIMA SYMMETRY avec CÔTÉS RIGIDES, HOUSSE EN NYLON 70D LT, 42" x 80" x 5.5", CAPACITÉ 650 LB	799,00 \$
327M	OPTIMA SYMMETRY XT avec CÔTÉS RIGIDES, HOUSSE EN NYLON 70D LT, 48" x 80" x 5.5", CAPACITÉ 650 LB	899,00 \$

## Permobil Signature Termes

**Housse en nylon 70D** – Durable et ajustée, cette housse en nylon 70D à denier fin est à la fois douce, perméable à l'humidité et résistante aux taches. Comprend une alèse en vinyle peu glissant. Empêche les fluides de passer à travers et peut être facilement nettoyée avec des produits de nettoyage ordinaires.


**Non allergène** – Le noyau de mousse est entièrement fabriqué à partir de mousse antimicrobienne de qualité médicale, écologique et non allergène.

**Périmètre en mousse** (sur le MATELAS SYMMETRY) – Fait de mousse IFD 86-94 d'une densité de 2 lb. Offre un soutien ferme sur les rebords et aide à maintenir le patient au centre du lit pour éviter les chutes.

**Doublure anticisaillement** (sur le MATELAS SYMMETRY) – Dissipe la chaleur et réduit le frottement.

## Les matelas classique de 5 Minds Mobility

La surface à zones multiples de mousse HR réactive du **modèle Align** avec technologie de réduction du cisaillement (SRT) offre divers niveaux d'immersion qui épousent les contours du corps. La zone ferme du torse, ainsi que les entailles carrées de 4" sous le sacrum et de 2" au pied, diminue la tension de surface et assure un excellent enveloppement. *Modèles sur mesure disponibles.*



Numéro d'article	Description	Prix de détail
A3680	ALIGN avec SRT - MOUSSE (TRAVERSIN ET SURFACE DE SOMMEIL ÉLEVÉE), 36" x 80" x 7", CAPACITÉ 350 LB	1 030,00 \$
A3980	ALIGN avec SRT - MOUSSE (TRAVERSIN ET SURFACE DE SOMMEIL ÉLEVÉE), 39" x 80" x 7", CAPACITÉ 350 LB	1 145,00 \$
A4280	ALIGN avec SRT - MOUSSE (TRAVERSIN ET SURFACE DE SOMMEIL ÉLEVÉE), 42" x 80" x 7", CAPACITÉ 350 LB	1 260,00 \$
A4880	ALIGN avec SRT - MOUSSE (TRAVERSIN ET SURFACE DE SOMMEIL ÉLEVÉE), 48" x 80" x 7", CAPACITÉ 350 LB	1 490,00 \$

Le **modèle Allay**, un matelas de remplacement en mousse GelFlex<sup>MC</sup> réactive avec technologie SRT, est notre solution haut de gamme pour le client qui exige ce qu'il y a de mieux en matière de redistribution de la pression et de confort. L'effet refroidissant de la couche supérieure en mousse viscoélastique infusée de gel, de concert avec le soutien de la couche centrale, fait de ce produit le meilleur choix des utilisateurs qui n'ont pas besoin des sections de matelas ROHO<sup>MD</sup>. *Modèles sur mesure disponibles.*



Numéro d'article	Description	Prix de détail
AL3680	ALLAY avec SRT & GELFLEX, 36" x 80" x 7", CAPACITÉ 350 LB	1 238,00 \$
AL3980	ALLAY avec SRT & GELFLEX, 39" x 80" x 7", CAPACITÉ 350 LB	1 351,00 \$
AL4280	ALLAY avec SRT & GELFLEX, 42" x 80" x 7", CAPACITÉ 350 LB	1 463,00 \$
AL4880	ALLAY avec SRT & GELFLEX, 48" x 80" x 7", CAPACITÉ 350 LB	1 690,00 \$

La surface à zones multiples de mousse HR réactive du **modèle Align Bariatrique** avec technologie SRT offre divers niveaux d'immersion qui épousent les contours du corps. Le torse ferme, doté d'entailles carrées de 4" sous le sacrum et de 2" au pied, diminue la tension de surface et assure un excellent enveloppement. *Modèles sur mesure disponibles.*




Numéro d'article	Description	Prix de détail
A3680B	BARIATRIC MOUSSE À HAUTE DENSITÉ avec SRT, 36" x 80" x 7", CAPACITÉ 600 LB	1 095,00 \$
A3980B	BARIATRIC MOUSSE À HAUTE DENSITÉ avec SRT, 39" x 80" x 7", CAPACITÉ 600 LB	1 195,00 \$
A4280B	BARIATRIC MOUSSE À HAUTE DENSITÉ avec SRT, 42" x 80" x 7", CAPACITÉ 600 LB	1 295,00 \$
A4880B	BARIATRIC MOUSSE À HAUTE DENSITÉ avec SRT, 48" x 80" x 7", CAPACITÉ 600 LB	1 395,00 \$

Remarque: Le guide produit complet 5MM est disponible sur demande

## 5 Minds Mobility Termes

Notre **technologie brevetée de réduction du cisaillement (SRT)** est une solution novatrice conçue pour réduire les forces de cisaillement dues au mouvement d'un client au lit ou à un changement de position de la base de lit, tout en assurant une redistribution adéquate de la pression. Des essais cliniques indépendants ont été effectués par les facultés de soins infirmiers et d'ingénierie du Durham College of Applied Arts and Technology afin de valider la technologie SRT. Ils ont permis de confirmer avec objectivité l'efficacité de la technologie et d'appuyer son utilisation avec des populations de clients vulnérables aux forces de cisaillement pouvant endommager la peau.




La mousse **GelFlex<sup>MC</sup>** offre un soutien accru tout en réduisant le transfert de mouvement sur l'ensemble de la surface du matelas pour assurer un sommeil paisible. Des billes de gel polymère sont infusées à même la mousse viscoélastique. La structure à cellules ouvertes favorise la circulation de l'air et permet d'assurer un excellent refroidissement. De plus, les particules **GelFlex<sup>MC</sup>** :

- assurent une meilleure conductivité thermique que la mousse viscoélastique traditionnelle
- favorisent un sommeil confortable et au frais
- sont non toxiques et hypoallergéniques
- offrent un soutien accru

## Les surfaces modulaires de 5 Minds Mobility

Tous les matelas 5MM et les sections en mousse sont dotés d'une housse de base recouverte d'un matériau Recovery 5 antimicrobien. Le matelas Adapt 2 est offert en largeurs de 36", 39" et 42". Les matelas Original Snap Series sont offerts en largeurs de 36" et 39". Toutes les surfaces modulaires sont offertes avec un vaste choix de sections (*consultez le catalogue complet des produits 5MM pour en savoir plus*).



Adapt 2



Original Snap



Acute

## Les sections ROHO

Offrant un soulagement accru de la pression, ces sections de matelas non électriques et réglables peuvent être insérées dans nos matelas Acute, Adapt 2 et Original Snap Series (montrés ci-dessus). Les sections de matelas ROHO<sup>MD</sup> sont résistantes aux flammes et aux liquides, et peuvent être utilisées dans diverses configurations, selon vos besoins. D'une épaisseur de 19", elles sont offertes en largeurs de 30" et 34" et ne présentent aucune limite de poids.



## Surfaces Thérapeutiques

Les surfaces de MOXI Entreprises disposent d'un certain nombre d'options alimentées et non alimentées en fonction des besoins du client. *Veuillez nous contacter pour voir la gamme complète de produits disponibles.*



Fusion XC



Fusion 2K



SelectAir



eMotion

## Garanties

Lits Tröst et Hälsa : Cadre (10 ans), éléments mécaniques (4 ans), éléments électriques (2 years), produits en bois (1 an)

Les matelas Permobil Signature : Garantie limitée de 2 ans

Les matelas 5 Minds Mobility : Garantie limitée de 2 ans

ROHO : Garantie limitée de 2 ans

MOXI Entreprises : Garantie de trois ans sans prorata sur le matelas et la pompe; Garantie d'un an sans prorata sur la housse et les composants