

Vivez la performance – QUOTIDIENNEMENT !

Gs200

Quadriporteur compact


Le **Gs200** de format compact offre toutes les fonctionnalités d'un quadriporteur de luxe tout en gardant l'agilité d'un quadriporteur de petite taille. Seul dans sa catégorie à être équipé de batteries 40 Ah offrant une autonomie pouvant aller jusqu'à 25 km, le **Gs200** vous permettra de vous déplacer quotidiennement sans avoir à vous soucier du niveau de la batterie. Laissez-vous charmer par ce nouveau modèle réunissant format pratique et performance!

Caractéristiques :

- Suspension aux quatre roues
- Guidon ajustable
- Prise USB
- Jeu de lumières DEL avec clignotants
- Panneau de contrôle avec indicateur de charge
- Rétroviseurs
- Porte-gobelet double
- Panier rabattable transportable
- Pneus avec chambre à air

Offert en option :

- Support pour cellulaire
- Ceinture de sécurité
- Barre de son Bluetooth



Panneau de contrôle



Vue arrière



Porte-gobelet double

CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur S-Drive ^{mc}	90 A
Traction	Arrière
Type de batteries	2 x 40 Ah
Chargeur externe	5 A
Contrôle de vitesse	Oui
Frein électromagnétique	Oui
Ajustement du guidon	Oui
Couleurs	Bleu mat ou carbernet
Couleur du siège	Noir

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de poids	160 kg (350 lb)
Largeur hors-tout	620 mm (24.4 po)
Longueur hors-tout	1210 mm (47.63 po)
Vitesse maximale	10 km/h (6.2 mph)
Autonomie	Jusqu'à 25 km (16 miles)
Garde au sol	70 mm - 110 mm (2.8 po - 4.3 po)
Rayon de giration	1410 mm (55.5 po)
Pneumatiques	4 x 254 mm (4 x 10 po)
Siège standard	455 mm x 455 mm (18 po x 18 po)