


CARACTÉRISTIQUES

- Convient aux patients qui peuvent tenir leur tête de façon autonome
- Excellent support (sangles de jambes individuelles) permettant une posture idéale pour un transfert optimal
- Cuissardes rembourrées offrant un confort supplémentaire
- Couleur disponible: noir



	A	B	C	D	E
S	34 po	16 po	33 po	15,75 po	8,75 po
M	41,75 po	20 po	37,75 po	21,25 po	8,875 po
L	42,625 po	20 po	39,75 po	21 po	9,5 po
XL	47,75 po	21 po	42,75 po	24,75 po	9,5 po

NOTE: Cette modélisation est fournie à titre indicatif seulement. Il se peut que des éléments diffèrent.

