

DRAP ET COUSSIN ANTI-CHUTE

Le drap avec coussin anti-chute a pour but de réduire le risque de chutes autant chez les patients agités que lorsque l'utilisation des ridelles de lit est impossible ou non recommandée.

Les triangles sont recouverts d'une housse imperméable et sont insérés dans une section prévue à cet effet à même le drap contour.

Caractéristiques générales

- Les triangles s'insèrent à même le drap contour dans les 2 sections prévues à cet effet.
- Housse scellée avec fermeture éclair.
- Housse extensible, imperméable aux liquides et perméable à la vapeur.
- Housse antibactérienne et antifongique.
- Drap contour fait de poly-coton 250 fils.
- Garantie de 1 an.
- Fabriqué au Canada.

Triangles : Dimensions : 7" x 7" x 40,5"

Versión économique : Composé de triangle en mousse de haute densité.

Versión de luxe : Base de mousse de haute densité recouvert de 1" de mousse viscoélastique.



Code produits :

DAC368006 Drap anti-chute **36" x 80"** avec insertion 1 unité

DAC398006 Drap anti-chute **39" x 80"** avec insertion 1 unité

DLX-DACTRI Triangle DELUXE pour drap anti-chute 1 unité

ECO-DACTRI Triangle économique pour drap anti-chute 1 unité

ECO-DAC-ENS Ensemble économique **36" x 80"** comprenant 1 drap anti-chute et 2 triangles

Nettoyage : Drap contour, laver et sécher à la machine. Housse des triangles, utiliser les désinfectants usuels.