



Molift Mover 205

N14050



Spécifications			
Pile	NMH 26,4 V - 2,6 Ah	Matériel	Aluminium, acier
Temps de charge de la batterie (heures)	3	Poids maximal de l'utilisateur (kg)	205
Hauteur de levage max (mm)	1805	Performances nominales	50 palans à: 75 kg et 500 mm
Hauteur de levage min (mm)	355	Logiciel de service	Outil de service Molift
Intervalle de levage (mm)	1450	Largeur châssis, jambes ouvertes intérieur (mm)	1065
Vitesse de levage 75 kg (mm/sec)	40	Largeur châssis, extérieur (mm)	690
Longueur (mm)	1285		

Base basse à l'exclusion de la barre d'élingue	
Numéro d'article	M14050
Hauteur des jambes (mm)	60.1
Poids (kg)	42,6