

Déambulateur Nitro Sprint

Article #102662



Poids du produit	19 livres
Hauteur de la poignée	Hémi : 29"-33" Norme : 30"-36,5" Grand : 32"-39,5"
Capacité de poids	350 livres
Classement au feu	Tissu dossier et assise TB117-2013 section 1
Hauteur du siège au sol	Standard : 21" Grand : 23" Hémi : 18"
Dimensions assemblé	24" (L) X 27,5" (L) X (30" - 36,5") H
Largeur entre pattes arrière	19"