

CARACTÉRISTIQUES

Coussin de positionnement, sac à personne
Offre confort et support

- Comprend une housse en coton et une housse protectrice
- La paire peut être réunie par fermeture éclair sur les housses protectrices en polyuréthane et celles de coton blanc
- Remplissage en cosses de sarrasin
- Housses hydrofuges et coton seules également offertes

EVO^{MC}

HOUSSE EVO CYLINDRE/SARRASIN,
HYDROFUGE/IGNIFUGE



CAPACITÉ
PONDÉRALE
400 LB

Taie et housse hydrofuges et ignifuges incluses

Housse à l'intérieur du coussin, en coton et qui permet l'ajout ou le retrait des cosses de sarrasin

HOUSSE PROTECTRICE IMPERMÉABLE ET LAVABLE

- Recouvrement de polyuréthane extensible dans les quatre sens
- Fermeture éclair à rabat contre l'infiltration de liquide
- Se nettoie sur place suivant le mode d'entretien
- Hautement résistante



CONFIGURATIONS

- 25 x 8 (unité ou paire)
- 10 x 6 (unité ou paire)
- 20 x 6 (unité ou paire)
- 20 x 8 (unité ou paire)



Fabriqué par :
LA FABRIQUE DU MATELAS
800, rue Bernard, Granby (QC) J2J 0H6

Distribué par :
2330-2029 Québec Inc. MEDICUS
2520, boulevard St-Joseph Est, bureau 100,
Montréal (QC) H1Y 2A2