

EVO^{MC}

**HOUSSE PROTECTRICE
COUSSIN COCCYX**

**HOUSSE PROTECTRICE
CARACTÉRISTIQUES**

**HOUSSE PROTECTRICE IMPERMÉABLE,
LAVABLE ET ANTIBACTÉRIENNE**

- Recouvrement de polyuréthane extensible dans les quatre sens
- Fermeture éclair à rabat contre l'infiltration de liquide
- Se nettoie sur place suivant le mode d'entretien
- Hautement résistante
- 17X17X2,5

